


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Sftpc ラビット Polymab[®] - P11686

商品番号: CM0008894



前書き

ヒトSFTPC（サーファクタントタンパク質C）に対する高特異性ラビット組換えモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。分子量21 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFTPC ラビット PolymAb [®]
備考/別名	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6440
免疫原	合成ペプチド ヒトSFTPC (NP_003009.2) のアミノ酸91-190領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11686
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋