


Anti-Sftpd (サーファクタントタンパク質D) ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P35247

商品番号: CM0007366



前書き

ヒトSP-

Dを標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。肺の自然免疫およびサーファクタント生物学の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFTPD Rabbit mAb
備考/別名	SP-D; PSP-D; SFTP4; COLEC7; SFTPD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6441
GeneID	6441
免疫原	合成ペプチド - ヒトサーファクタントタンパク質D/SP-D由来の合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P35247
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ