

WbおよびElisa用Anti-Sfxn1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H9B4

商品番号: CM0014195

前書き

このウサギポリクローナル抗体は、一炭素代謝に重要なミトコンドリアセリン輸送体であるヒトSFXN1を標的とします。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。アミノ酸輸送およびミトコンドリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFXN1 Rabbit pAb
備考/別名	TCC; SLC56A1; SFXN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	94081
遺伝子ID	94081
免疫原	ヒトSFXN1 (NP_073591.2) のアミノ酸87-322に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9B4
タンパク質分子量	36kDa
配送	アイスバッグ