

WbおよびElisa用 抗Sfxn2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Nb2

商品番号: CM0020882

前書き

CamelBioの抗SFXN2ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAにおいて36kDaのSFXN2タンパク質を検出し、ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を示します。ミトコンドリアセリン輸送および鉄恒常性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFXN2 ウサギ pAb
備考/別名	SLC56A2; SFXN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	118980
GeneID	118980
免疫原	ヒトSFXN2 (NP_849189.1) のアミノ酸10-90に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NB2
タンパク質分子量	36kDa
発送	保冷バッグ