

Wb、Elisa用抗Sfxn3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bwm7

商品番号: CM0017214

前書き

ミトコンドリアのセリン輸送体であるヒトsideroflexin-3 (SFXN3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。1炭素代謝およびミトコンドリア輸送研究におけるWBおよびELISA用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SFXN3ウサギpAb
備考／別名	SFX3; SLC56A3; BA108L7.2; SFXN3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	81855
遺伝子ID	81855
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSFXN3 (NP_112233.2) のアミノ酸1〜80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BWM7
タンパク質分子量	36 kDa
配送	保冷バッグ