

抗Sgcb（B-サルコグリカン）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16585

商品番号: CM0029189

前書き

ヒトSGCB（ β -サルコグリカン）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットを認識します。筋ジストロフィー研究におけるサルコグリカン複合体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGCB ウサギ pAb
備考/別名	A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6443
GeneID	6443
免疫原	組換えタンパク質：ヒトSGCB（NP_000223.1）のアミノ酸94-318に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16585
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ