

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Sgceウサギポリクローナル抗体 - O43556

商品番号: CM0029784

前書き

ヒトSGCE（イプシロン-サルコグリカン）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。ジストロフィン-糖蛋白複合体と、その筋ジストロフィーおよび神経疾患における役割の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	SGCE ウサギ pAb
備考/別名	ESG; DYT11; epsilon-SG; SGCE
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	8910
GeneID	8910
免疫原	ヒトSGCE (NP_003910.1) のアミノ酸1-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43556
タンパク質分子量	50kDa
輸送	保冷バッグ