

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Sgk1ポリクローナル抗体 - O00141

商品番号: CM0013455



前書き

ヒトSGK1（血清およびグルココルチコイド調節キナーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。イオンチャネル調節およびストレス応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGK1ウサギpAb
備考/別名	SGK; SGK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6446
GeneID	6446
免疫原	ヒトSGK1（NP_005618.2）のアミノ酸172～431に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O00141
タンパク質分子量	49kDa
配送	保冷バッグ