


Wb、Elisa用抗Sgk3ポリクローナル抗体 - Q96Br1

商品番号: CM0026687



前書き

ヒトSGK3

(CISK/SGKL)に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと反応します。ウェスタンブロッティングおよびELISAに適しています。標的はイオンチャネルと細胞増殖を制御するセリン/スレオニンキナーゼです。57 kDaのバンドが検出されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGK3 ウサギ pAb
備考/別名	CISK; SGK2; SGKL; SGK3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23678
GeneID	23678
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSGK3 (NP_037389.4)のアミノ酸1-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96BR1
タンパク質分子量	57kDa
輸送方法	保冷剤