

抗Sglt1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - P13866

商品番号: CM0011538



前書き

ヒトSGLT1（ナトリウム/グルコース共輸送体1）に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、予測分子量は73 kDaです。代謝および輸送研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGLT1 Rabbit mAb
別名	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6523
GeneID	6523
免疫原	ヒトSGLT1（NP_000334.1）のアミノ酸323～422番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13866
タンパク質分子量	73kDa
配送方法	保冷剤