

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Sgms1 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q86Vz5

商品番号: CM0021446

前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証済みの高品質SGMS1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットサンプルに反応します。スフィンゴミエリン合成、ゴルジ体研究、シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | SGMS1 ウサギ pAb                                        |
| 備考/別名       | MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1               |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 259230                                               |
| GeneID      | 259230                                               |
| 免疫原         | ヒトSGMS1 (NP_671512.1) のアミノ酸1-134に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                            |
| 適用          | WB、IF/ICC、ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、ラット                                               |
| SWISS       | Q86VZ5                                               |
| タンパク質分子量    | 49kDa                                                |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                |