


抗Sgol1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q5Fbb7

商品番号: CM0022462



前書き

SGOL1ウサギpAb（ポリクローナル、ウサギ由来、W B/IF/ICC/ELISA、ヒト/マウス/ラット）は、有糸分裂のコヒーゼン制御に重要なShugoshin 1（Q5FBB7）を標的とします。CamelBioによるIVD研究およびアッセイ開発向け製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGOL1 Rabbit pAb
別名	SGO; CAID; SGOL1; NY-BR-85
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	151648
遺伝子ID	151648
免疫原	ヒトSGOL1（NP_612493.1）のアミノ酸10～100番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q5FBB7
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤同梱