

Anti-Sgpl1 ポリクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa対応） - O95470

商品番号: CM0026481



前書き

ヒトSGPL1（S1Pリアーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。スフィンゴ脂質代謝およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGPL1 Rabbit pAb
備考/別名	SPL; SIPL; NPHS14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8879
GeneID	8879
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95470
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ