

Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Sgpl1 ウサギ モノクローナル抗体 - O95470

商品番号: CM0009714



前書き

WB、IF、IHC-P、ELISA用 ウサギ
モノクローナル抗SGPL1抗体。ヒト、マウス、ラットの
SGPL1 (64kDa)
を認識します。スフィンゴ脂質代謝、アポトーシス、
脂質恒常性研究に不可欠です。氷上で発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済み] SGPL1 ウサギ mAb
備考/別名	SPL; S1PL; NPHS14
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8879
GeneID	8879
免疫原	合成ペプチド (ヒトSGPL1のアミノ酸301-400、NP_003892.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95470
タンパク質分子量	64kDa
発送	氷袋