

Wb、If/Icc、Elisa用抗Sgpl1ウサギポリクローナル抗体 - O95470

商品番号: CM0015790



前書き

ヒトSGPL1（スフィンゴシン-1-リン酸リアーゼ1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂質代謝およびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGPL1ウサギpAb
備考／別名	SPL; SIPL; NPHS14; SGPL1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8879
GeneID	8879
免疫原	ヒトSGPL1（NP_003892.2）のアミノ酸60～390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95470
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ