

Wb・Elisa用抗Sgshウサギポリクローナル抗体 - P51688

商品番号: CM0028373



前書き

ヒトSGSH（N-スルホグルコサミンスルホヒドロラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。リソソーム貯蔵病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGSH ウサギ pAb
別名	HSS; SFMD; MPS3A; SGSH
対象種	ヒト
遺伝子ID	6448
免疫原	ヒトSGSH（NP_000190.1）のアミノ酸273-502番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51688
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤