


Anti-Sgta ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - O43765

商品番号: CM0029984



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みのAnti-

SGTAウサギポリクローナル抗体。タンパク質品質管理とテールアンカータンパク質の膜挿入に関与するヒトSGTA共シャペロンを標的とします。研究用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SGTA ウサギ pAb
備考/別名	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	6449
免疫原	組換えタンパク質[ヒトSGTA (NP_003012.1) のアミノ酸1-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43765
タンパク質分子量	34kDa
発送条件	保冷バッグ