


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Sh2D1Aウサギポリクローナル抗体 - O60880

商品番号: CM0014322



前書き

ウェスタンブロット（WB）、免疫蛍光/免疫細胞化学（IF/ICC）、ELISAでバリデーション済みのSH2D1Aウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプル中の内在性レベルを検出します。14

kDaの細胞質アダプターであるSLAM関連タンパク質SAPを標的とします。NK細胞および免疫シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SH2D1AウサギpAb
備考/別名	LYP、SAP、XLP、DSHP、EBVS、IMD5、XLPD、MTCPI、XLPD1、SAP/SH2D1A、SH2D1A
種	ヒト
GeneID	4068
免疫原	ヒトSH2D1A（NP_002342.1）のアミノ酸1-128に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60880
タンパク質分子量	14 kDa
輸送	保冷バッグ