


Wb、If/Icc、Elisa用抗Sh3Bgrlポリクローナル抗体 - O75368

商品番号: CM0022081



前書き

ヒトSH3BGRアダプタータンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。翻訳制御およびユビキチン化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	SH3BGR ウサギ pAb
備考／別名	SH3BGR; HEL-S-115; SH3BGR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6451
GeneID	6451
免疫原	ヒトSH3BGRのアミノ酸1〜114 (NP_003013.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75368
タンパク質分子量	13 kDa
配送	保冷バッグ