


Wb、Elisa用 Anti-Sh3Bp2 ポリクローナル抗体 - P78314

商品番号: CM0017191



前書き

ヒトSH3BP2 (3BP2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。組換え免疫原により、シグナル伝達研究におけるSH3ドメイン結合タンパク質2の特異的認識を保證します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SH3BP2 ウサギ pAb
備考/別名	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6452
免疫原	ヒトSH3BP2 (NP_001116153.1) のアミノ酸392-561に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P78314
タンパク質分子量	62kDa
発送	保冷バッグ