


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Sh3GL2 ポリクローナル抗体 - Q99962

商品番号: CM0026142



前書き

ヒトSH3GL2（エンドフィリン-A1）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。クラスリン介在性エンドサイトーシスおよび神経発達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SH3GL2 Rabbit pAb
備考/別名	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6456
GeneID	6456
免疫原	ヒト SH3GL2 (NP_003017.1) のアミノ酸 1-270 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99962
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋