


Wb、Elisa用 Anti-Sh3GL3 ポリクローナル抗体 - Q99963

商品番号: CM0026446



前書き

WBおよびELISAアプリケーション用のSH3GL3 (En dophilin-

A3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。組換え全長タンパク質免疫原により特異性が保証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	SH3GL3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6457
GeneID	6457
免疫原	ヒトSH3GL3 (NP_003018.3) のアミノ酸1-270に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99963
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスパック