


Wb、If/Icc、Elisa用抗Sh3Pxd2Aポリクローナル抗体 - Q5Tcz1

商品番号: CM0027011



前書き

SH3PXD2A（FISH、TKS5）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウスと交差反応します。インバドポディア、ポドソーム、がん浸潤性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SH3PXD2A ウサギ pAb
別名	FISH; TKS5; SH3MD1; SH3PXD2A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9644
GeneID	9644
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSH3PXD2A（NP_055446.2）のアミノ酸806～1105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5TCZ1
タンパク質分子量	125kDa
輸送方法	氷袋