


Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Shank2 ポリクローナル抗体 - Q9Upx8

商品番号: CM0023681



前書き

WB、IF/ICC、ELISA用に検証された、SHANK2 (SH3および複数のアンキリンリピートドメインタンパク質2) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。シナプス構造および自閉スペクトラム症候群に関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHANK2 Rabbit pAb
備考/別名	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	22941
GeneID	22941
免疫原	合成ペプチド ヒトSHANK2 (NP_036441.2) のアミノ酸500-600領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPX8
タンパク質分子量	201kDa
配送	氷袋