


Anti-Sharpin ラビットポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H0F6

商品番号: CM0016554



前書き

ヒトSHARPIN (SIPL1)
を標的とするラビットポリクローナル抗体。WBおよびELISAに使用可能。ヒト、ヒト、マウス、ラットのSHARPINを検出します。予測されるバンドは40 kDaです。NF- κ Bシグナル伝達、炎症、およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SHARPIN Rabbit pAb
備考/別名	SIPL1; SHARPIN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81858
免疫原	ヒトSHARPIN (NP_112236.3?) のアミノ酸1-126に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9H0F6
タンパク質分子量	40kDa
配送	アイスパック