

Wb、Elisa用抗Shbウサギモノクローナル抗体 - Q15464

商品番号: CM0007634

前書き

ヒトSHBに対する組換えウサギモノクローナル抗体。
WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。シグナル伝達、血管新生、アポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHBウサギmAb
備考／別名	bA3J10.2; SHB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	6461
GeneID	6461
免疫原	ヒトSHB（NP_003019.2）のアミノ酸409～509に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15464
タンパク質分子量	55 kDa
輸送	保冷バッグ