

Wb、Elisa用抗Shbウサギポリクローナル抗体 - Q15464

商品番号: CM0014857

前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗SHBウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSH2ドメイン含有アダプタータンパク質Bを検出します。シグナル伝達および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHB ウサギ pAb
別名	bA3J10.2; SHB
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6461
遺伝子ID	6461
免疫原	ヒトSHB (NP_003019.2) のアミノ酸300-400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15464
タンパク質分子量	55kDa
発送方法	氷袋梱包