

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Shbgウサギポリクローナル抗体 - P04278

商品番号: CM0029574



前書き

ヒトSHBGに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。ホルモン輸送および受容体媒介プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHBG ウサギ pAb
備考/別名	ABP; SBP; TEBG; SHBG
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6462
GeneID	6462
免疫原	ヒトSHBG (NP_001031.2) のアミノ酸30〜170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P04278
タンパク質分子量	44kDa
配送方法	氷袋