


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Shc1 ポリクローナル抗体 - P29353

商品番号: CM0030697



前書き

SHC1 ウサギ pAb は、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのサンプルにわたってSHC1タンパク質を検出し、増殖因子およびRas経路のシグナル伝達アダプターを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	SHC1 ウサギ pAb
備考/別名	SHC; SHCA; SHC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6464
遺伝子ID	6464
免疫原	ヒトSHC1 (NP_001189788.1) のアミノ酸300-400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29353
タンパク質分子量	63kDa
配送	保冷バッグ