

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Shc4 ポリクローナル抗体 - Q6S5L8

商品番号: CM0027138

前書き

ヒトSHC4（RaLP/hShcD）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスのSHC4（腫瘍の遊走と浸潤に関与するメラノーマ特異的アダプタータンパク質）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	値
製品名	SHC4 ウサギ pAb
備考/別名	RaLP, SHCD, SHC4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	399694
遺伝子ID	399694
免疫原	ヒトSHC4（NP_976224.3）のアミノ酸1-185に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6S5L8
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ