

Wb、Elisa用 抗Shhウサギポリクローナル抗体 - Q62226

商品番号: CM0024348



前書き

マウスソニックヘッジホッグ（SHH）タンパク質に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウス、ヒト、ラットのサンプルに適しています。発生シグナル伝達やモルフォゲン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHHウサギpAb
備考/別名	Hx; Dsh; Hhgl; Hxl3; ShhNC; M100081; 9530036O11Rik; SHH
種	マウス
GeneID	20423
免疫原	マウスSHH（NP_033196.1）のアミノ酸187-281に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q62226
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ