

Anti-Shmt2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P34897

商品番号: CM0018067



前書き

WB、IHC-P、ELISA用Anti-SHMT2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットSHMT2を検出。一炭素代謝、ミトコンドリア機能、およびチミジル酸生合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] SHMT2 Rabbit pAb
備考/別名	GLYA; SHMT; mSHMT; NEDCASB; HEL-S-51e; T2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6472
遺伝子ID	6472
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSHMT2 (NP_005403.2) のアミノ酸265-504に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P34897
タンパク質分子量	56kDa
配送	氷袋