


Anti-Shoc2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Uq13

商品番号: CM0028899



前書き

ヒトSHOC2（MAPK経路におけるロイシンリッチリピード足場タンパク質）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHOC2 Rabbit pAb
備考/別名	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8036
GeneID	8036
免疫原	ヒトSHOC2 (NP_031399.2) のアミノ酸1-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQ13
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ