

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Shoxウサギポリクローナル抗体 - O15266

商品番号: CM0022434

前書き

ヒトSHOX（低身長ホメオボックスタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。成長および骨格発達研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHOX ウサギ pAb
備考/別名	SS; GCFX; PHOG; SHOXY; SHOX
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	6473
遺伝子ID	6473
免疫原	ヒトSHOX（NP_000442.1）のアミノ酸20-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15266
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ