

Wb、Elisa用 抗Shox2ポリクローナル抗体 - O60902

商品番号: CM0026953

前書き

ヒトSHOX2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。発生調節および神経体性感覚処理の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHOX2 ウサギ pAb
備考/別名	OGI2; SHOT; OGI2X; SHOX2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6474
GeneID	6474
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60902
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ