

Wb、If/Icc、Elisa用抗Shp1ウサギポリクローナル抗体 - P29350

商品番号: CM0016687



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギ抗SHP1ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのSHP1 (68 kDa; SWISS P29350) と反応します。免疫制御および造血におけるチロシンホスファターゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP1 Rabbit pAb
備考/別名	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTPIC; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	5777
GeneID	5777
免疫原	ヒトSHP1 (NP_002822.2) のアミノ酸100～400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29350
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋