


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Shp2ポリクローナル抗体 - Q06124

商品番号: CM0016595



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの抗SHP2ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSHP2と交差反応します。MAPKシグナル伝達、PD-1/PD-L1軸、および発がん性ホスファターゼ機能の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SHP2ウサギpAb
備考/別名	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5781
免疫原	ヒトSHP2のアミノ酸1〜460 (NP_002825.3) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06124
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ