


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Shp2 ウサギモノクローナル抗体 - Q06124

商品番号: CM0002934



前書き

ヒト SHP2 (PTPN11)

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSHP2を認識し、シグナル伝達研究や診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP2 ウサギmAb
備考/別名	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-ID; SH-PTP2; SH-PTP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5781
GeneID	5781
免疫原	合成ペプチド ヒトSHP2 (Q06124) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06124
タンパク質分子量	68kDa
発送	保冷バッグ