


Wb、Ip、Elisa用抗Shp2ウサギモノクローナル抗体 - Q06124

商品番号: CM0007369



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、MAPKシグナル伝達における重要なホスファターゼであるヒトSHP2（PTN11）を標的とします。WB、IP、ELISAでの検証が完了しており、シグナル伝達および疾患メカニズムの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP2 ウサギmAb
備考/別名	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-ID; SH-PTP2; SH-PTP3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5781
遺伝子ID	5781
免疫原	ヒトSHP2 (Q06124) のアミノ酸502-593番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q06124
タンパク質分子量	68kDa
輸送方法	氷袋