


抗Shp2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q06124

商品番号: CM0025317



前書き

ヒト SHP2 (PTPN11)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのSHP2を認識します。シグナル伝達、がん、ヌーナン症候群の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5781
遺伝子ID	5781
免疫原	ヒト SHP2の514-593アミノ酸配列に対応する組み換え融合タンパク質 (NP_002825.3)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q06124
タンパク質重量	68kDa
配送	アイスバッグ