

Wb・Elisa用 抗Shp/Nr0B2 ウサギポリクローナル抗体 - Q15466

商品番号: CM0023404



前書き

SHP/NR0B2 (SWISS

Q15466) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットを用いたWBおよびELISAで検証済みです。核受容体シグナル伝達や概日リズム代謝研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SHP/NR0B2 ウサギpAb
備考・別名	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
由来種	ヒト
遺伝子ID	8431
免疫原	ヒトSHP/NR0B2 (NP_068804.1) のアミノ酸1-257番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15466
タンパク質分子量	28kDa
輸送方法	保冷剤