

WbおよびElisa用 Anti-Siae ウサギポリクローナル抗体 - Q9Hat2

商品番号: CM0018452

前書き

ヒトSIAE（シアレートO-アセチルエステラーゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。シアル酸代謝、細胞間相互作用、腫瘍生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SIAE ウサギ pAb
備考/別名	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54414
GeneID	54414
免疫原	組換えタンパク質（ヒトSIAE（NP_733746.1）のアミノ酸270-450に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HAT2
タンパク質分子量	58kDa
発送	保冷バッグ