


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用抗Siah1ポリクローナル抗体 - Q8Iuq4

商品番号: CM0020010



前書き

ヒトSIAH1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。ユビキチン-

プロテアソーム経路およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIAH1ウサギpAb
備考／別名	BURHAS; SIAH1A; SIAH1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6477
GeneID	6477
免疫原	ヒトSIAH1 (NP_001006611.1) のアミノ酸1〜313に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IUQ4
タンパク質分子量	31 kDa
配送	保冷バッグ