


Fc用抗Siglec-8モノクローナル抗体 - Q9Nyz4

商品番号: CM0010045



前書き

フローサイトメトリーで検証済みの、ヒトSiglec-8に対する標識ウサギモノクローナル抗体。アレルギーおよび炎症研究において、好酸球、好塩基球、肥満細胞上のSiglec-8の検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトSiglec-8 mAb
備考／別名	SIGLEC8 ; SAF2 ; SIGLEC-8 ; SIGLEC8L ; シアル酸結合Ig様レクチン8
種	ヒト
Gene ID	27181 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSiglec-8のアミノ酸17～363に相当する配列 (NP_055257.2) を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質分子量	44kDa／46kDa／54kDa
輸送	アイスバッグ