


抗Siglec-8ウサギモノクローナル抗体 (Wb, Fc, Elisa用) - Q9Nyz4

商品番号: CM0005750



前書き

WB、FC、ELISAで検証済みの抗Siglec-8ウサギモノクローナル抗体です。好酸球および好塩基球に発現するシアル酸結合レクチンであるヒト、マウス、ラットのSiglec-8と反応します。アレルギー、喘息、免疫接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Siglec-8 Rabbit mAb
備考/別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; SIGLEC8; Siglec-8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27181
免疫原	ヒトSiglec-8のアミノ酸17-363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055257.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質重量	54kDa
配送	アイスバック