


抗Siglec-8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nyz4

商品番号: CM0013593



前書き

好酸球およびマスト細胞の接着受容体であるヒトSiglec-

8を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。アレルギーおよび炎症研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Siglec-8 Rabbit pAb
備考/別名	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
種	ヒト
遺伝子ID	27181
免疫原	ヒトSiglec-8 (NP_055257.2) のアミノ酸17〜363に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYZ4
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷剤