

Anti-Siglec10 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96Lc7

商品番号: CM0022218

前書き

ヒトおよびラットサンプルのウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのSIGLEC10ウサギポリクローナル抗体。組換え免疫原、77kDaタンパク質標的。CamelBioより大量購入および技術相談にお問い合わせください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIGLEC10 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SLG2; PRO940; SIGLEC-10; SIGLEC10
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	89790
遺伝子ID	89790
免疫原	ヒト SIGLEC10 (NP_149121.2) のアミノ酸627-697に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96LC7
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋