


Anti-Siglec5ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa対応） - O15389

商品番号: CM0030128



前書き

SIGLEC5 (CD170, OBBP2)

ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。骨髓系細胞におけるシアル酸依存性細胞接着の研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIGLEC5 Rabbit pAb
備考/別名	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5, SIGLEC5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8778
GeneID	8778
免疫原	ヒトSIGLEC5 (NP_003821.1) のアミノ酸17-434に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O15389
タンパク質分子量	61kDa
配送	アイスバッグ