

Wb、Elisa用抗Siglec6ウサギポリクローナル抗体 - O43699

商品番号: CM0018410

前書き

WBおよびELISA用に検証済みの抗SIGLEC6ウサギポリクローナル抗体です。細胞接着を媒介するシアル酸結合レクチンであるヒトSIGLEC6（O43699）を検出し、胎盤に高発現しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SIGLEC6 ウサギ pAb
別名	CD327; CD33L; OBBP1; CD33L1; CD33L2; CDW327; SIGLEC6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	946
免疫原	ヒトSIGLEC6（NP_942142.3）のアミノ酸27～220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43699
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	保冷剤