

Wb、Elisa用抗Siglec9ポリクローナル抗体 - Q9Y336

商品番号: CM0029185

前書き

ヒトSIGLEC9 (CD329)
ウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。免疫細胞におけるシアル酸結合レクチン機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIGLEC9 Rabbit pAb
備考/別名	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE; SIGLEC9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27180
遺伝子ID	27180
免疫原	ヒトSIGLEC9 (NP_001185487.1) のアミノ酸210-340に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y336
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ